

HEINE iC1–Digitale Dermatoskopie, neu definiert

Ab 1. Juli neu bei uns erhältlich

Das HEINE iC1 ist ein neues Aufnahmegerät von klinischen und dermatoskopischen Bildern für die Dokumentation, Überwachung und Unterstützung der Differentialdiagnose von Melanomen und anderen Hautläsionen. Aufnahme mit einem **Apple iPhone 5 / 5s / 6 / 6s / SE** und iPod touch 6. Generation



Ihre Vorteile:

- **Bis zu 40-fache Vergrößerung** dank der HEINE Präzisionsoptik
- **LED^{HQ}-Beleuchtung**
- **Einfaches Umschalten zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahmen** dank der „Toggle“-Funktion
- **Kostenlose App HEINE iC1**

Bestellen Sie gleich mit einem Einführungsrabatt von 10%

Tel.: 061 756 90 06

Fax: 061 756 90 10

sandra.gomez@aichele-medico.ch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Listenprei s	Einführungspreis	Anzahl
K-271.28.305	iC1 Set/5 für iPhone 5 / 5s und SE, mit Adapterschale, USB Kabel	Fr. 1086.-	Fr. 977.40	
K-270.28.305	iC1 Set/6 für iPhone 6 / 6s mit Adapterschale, USB Kabel	Fr. 1086.-	Fr. 977.40	

Bitte beachten Sie, die Lieferung erfolgt ohne iPhone

Name:	Stempel / Unterschrift:
Adresse:	
Ort:	
Tel.:	

NEU! HEINE® iC 1

Digitale Dermatoskopie, neu definiert



NEU! HEINE® iC1 – Digitale Dermatoskopie, neu definiert

Das HEINE iC1 ist ein neues Aufnahmegerät von klinischen und dermatoskopischen Bildern für die Dokumentation, Überwachung und Unterstützung der Differentialdiagnose von Melanomen und anderen Hautläsionen. Die innovative HEINE LED^{HO}-Beleuchtung zusammen mit der Präzisionsoptik ermöglichen randscharfe und schattenfreie Aufnahmen mit einem Apple® iPhone® 5, 5s, 6, 6s, SE oder dem iPod touch 6. Generation*. Durch die integrierte „Toggle“-Funktion ist das Umschalten zwischen polarisiertem und nicht polarisiertem Licht einfach möglich.



Zukunftssicher durch wechselbare Smartphone-Schalen

Untersuchungsergebnis bequem auf dem Bildschirm betrachten oder Ihrem Patienten zeigen

Moderne Li-Polymer Akkutechnik mit USB Ladefunktion und Ladestandsanzeige

iC1 App
Download on the App Store

Wechselbare und reinigbare Kontaktscheibe, aus hochwertigem Glas mit einer Skala für vergleichbare Aufnahmen

Homogene LED^{HO}-Beleuchtung

Einfaches Umschalten zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahmen dank der „Toggle“-Funktion

Bis zu 40-facher tatsächlicher Vergrößerung dank der HEINE Präzisionsoptik und bis zu 12 Megapixel Bildqualität mit iPhone 6s*

[05]

[ZUBEHÖR]

USB Kabel mit E4-USB Med. zugelassenen Steckernetzteil [01] + [02]	Art.Nr: X-000.99.303
Medizinisch zugelassenes Steckernetzteil mit 5V und 500mA; Wechselbare Länderstecker	
Kontaktscheibe mit Skala [03]	Art.Nr: K-000.34.201
Adapterschale SmartPhone für Apple iPhone 6/6s [04]	Art.Nr: K-000.34.250
Adapterschale SmartPhone für Apple iPhone 5/5s und iPhone SE	Art.Nr: K-000.34.251
Adapterschale iC1/T6 für Apple iPod touch 6. Generation	Art.Nr: K-000.34.252



[TECHNISCHE DATEN]

Katalognummer: K-270.28.305 iC1 Set/6	bestehend aus: HEINE iC1 mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale SmartPhone iC1/6 für Apple iPhone 6/6s [05], USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil
Katalognummer: K-271.28.305 iC1 Set/5	bestehend aus: HEINE iC1 mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale SmartPhone iC1/5 für Apple iPhone 5/5s und iPhone SE, USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil
Verfügbare Varianten	iC1/5 für Apple iPhone 5/5s und iPhone SE; iC1/6 für iPhone 6/6s; iC1/T6 für iPod touch 6. Generation
Gewicht	140g
Abmessungen	140x65x42mm bis zu 155x75x50mm
Gebrauchsanleitung	DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT
Betriebsbedingungen	+10°C bis +35°C, 30% bis 75% rel. Luftf., 700hPa bis 1060hPa
Transport-Bedingungen	-20°C bis +50°C, 45% bis 85% rel. Luftf., 500hPa bis 1060hPa
Elektrische Daten	Micro USB (5V) <500mA, Ladezeit typ. 2,5h, Laufzeit typ. 3,5h Li-Polymer Ladebatterie
Optische Daten	Opt. Vergrößerung = 15-fach, digitale Vergrößerung = 40-fach (mit iPhone 6 und 24" Display), 21mm Übersichtsfeld
LED	4x Hochleistungs-LEDs, Farbtemp. typ. 5.000K, Lebensdauer typ. 100.000h, typ. CRI ≥80

* Das Apple iPhone 5/5s/6/6s/SE oder iPod touch 6. Generation ist nicht im Lieferumfang enthalten. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. iPhone und iPod sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

